



Laryngoskope
Laryngoscopes
Laryngoscopes
Laringoscopi

Einweg-Laryngoskop
 Laryngoscope à usage unique
 Single use laryngoscope
 laringoscopio monouso

Laryngoskop-Spatel

- Grünsystem (ISO 7376)
- zum Einmalgebrauch
- Pack à 20 St.
- komplett aus Edelstahl
- unsteril

Laryngoscope Blades



- Green system (ISO 7376)
- Single patient use
- Pack of 20 pcs.
- Solid steel construction
- non sterile

Lame de laryngoscope

- système vert (ISO 7376)
- usage unique
- Paquet de 20 pièces
- entièrement en acier inoxydable
- non stérile


Lame laringoscopiche

- sistema verde (ISO 7376)
- monouso
- confezione da 20 pezzi
- completamente in acciaio inossidabile
- non sterile



MACINTOSH

| Fig. | A (mm) | B (mm) | Spatel lame blade lama |
|------|--------|--------|---------------------------------|
| 0 | 83,5 | 60 | NL4440 |
| 1 | 96 | 72,5 | NL4441 |
| 2 | 116 | 92,5 | NL4442 |
| 3 | 139,5 | 116 | NL4443 |
| 4 | 158 | 134,5 | NL4444 |
| 5 | 175 | 151,5 | NL4445 |



MILLER

| Fig. | A (mm) | B (mm) | Spatel lame blade lama |
|------|--------|--------|---------------------------------|
| 00 | 68 | 44,5 | NL4539 |
| 0 | 80 | 56,5 | NL4540 |
| 1 | 103 | 79,5 | NL4541 |
| 2 | 156,5 | 133 | NL4542 |
| 3 | 194 | 170,5 | NL4543 |
| 4 | 207 | 183,5 | NL4544 |

Laryngoskop-Spatel

- Grünsystem (ISO 7376)
- zum Einmalgebrauch
- Pack à 20 St.
- komplett aus Kunststoff
- unsteril

Laryngoscope Blades


- Green system (ISO 7376)
- Single patient use
- Pack of 20 pcs.
- Solid plastic construction
- non sterile

Lame de laryngoscope

- système vert (ISO 7376)
- usage unique
- Paquet de 20 pièces
- entièrement en plastique
- non stérile

Lame laringoscopiche

- sistema verde (ISO 7376)
- monouso
- confezione da 20 pezzi
- completamente in plastica
- non sterile



MACINTOSH

| Fig. | A (mm) | B (mm) | Spatel lame blade lama |
|------|--------|--------|---------------------------------|
| 0 | 82 | 58 | NL4420 |
| 1 | 96 | 72 | NL4421 |
| 2 | 115 | 92 | NL4422 |
| 3 | 136 | 112 | NL4423 |
| 4 | 160 | 136 | NL4424 |

MILLER

| Fig. | A (mm) | B (mm) | Spatel lame blade lama |
|------|--------|--------|---------------------------------|
| 00 | 60 | 36 | NL4519 |
| 0 | 80 | 55 | NL4520 |
| 1 | 103 | 80 | NL4521 |
| 2 | 152 | 130 | NL4522 |
| 3 | 195 | 170 | NL4523 |
| 4 | 215 | 188 | NL4524 |

Einweg-Laryngoskopgriff
Laryngoscope à usage unique
Single use laryngoscope handle
Manico per laringoscopia monouso

Laryngoskop-Griff

- Grünsystem (ISO 7376)
- zum Einmalgebrauch
- für Kaltlicht / Grünsystem Spatel
- mit hochleistungs LED-Lampe
- Gebrauchsfertige Batterien enthalten
- Pack à 20 St.
- Massive Kunststoffkonstruktion
- unsteril

Laryngoscope Handle

- Green System (ISO 7376)
- Single Patient Use
- for Fiber optic / green system blades
- with high powered LED
- Ready to use batteries included
- Pack of 20 pcs
- Solid plastic construction
- non sterile

Poignée de laryngoscope

- système vert (ISO 7376)
- usage unique
- pour système vert les lames de lumière froide
- avec lampe LED haute puissance
- Piles prêtes à l'emploi incluses
- Paquet de 20 pièces
- Construction en plastique solide
- non stérile

Manico laringoscopia

- sistema verde (ISO 7376)
- Uso monopaziente
- per sistema verde lame a luce fredda
- con lampada a LED ad alta potenza
- Batteria pronta all'uso incluse
- confezione da 20 pezzi
- completamente in plastica
- non sterile

mittel
moyenne
medium
medio



NL6310

klein
petit
small
piccolo



NL6311



Starkling, mit Sitz in Deutschland, produziert ein komplettes Sortiment an Einweg- und Mehrweg-Laryngoskopen. Wir liefern an Krankenhäuser, Ambulanzen und Rettungsdienste in ganz Europa. Unsere wirtschaftlichen Produkte tragen dazu bei, die Intubationskosten zu senken und die Patientensicherheit zu erhöhen.

Basé en Allemagne, Starkling fabrique une gamme complète de laryngoscopes à usage unique et réutilisables. Nous fournissons des hôpitaux, des centres ambulatoires et des services de secours dans toute l'Europe. Nos produits économiques aident à réduire les coûts d'intubation et à améliorer la sécurité des patients.


Based in Germany, Starkling manufactures a complete range of single use and reusable laryngoscopes. We supply to hospitals, ambulatory centers and rescue services throughout Europe. Our products help reduce intubation costs yet enhance patient safety.


Con sede in Germania, Starkling produce una gamma completa di laringoscopi monouso e riutilizzabili. Forniamo a ospedali, centri ambulatoriali e servizi di soccorso in tutta Europa. I nostri prodotti economici contribuiscono a ridurre i costi di intubazione e a migliorare la sicurezza del paziente.



 **STARKLING**
anesthesia

Starkling e.K.

 Rudolf-Diesel-Str. 18,
78576 Emmingen-Liptingen, Germany

 +49 (7465) 3119927

 +49 (7465) 3119928

 info@starkling-anesthesia.de

 www.starkling-anesthesia.de

